



# SamoExtra

**Schützt die stark beanspruchte Haut bei wasserunlöslichen Arbeitsstoffen – parfüm- und silikonfrei**

## Produktbeschreibung

SAMOEXTRA Hautschutzcreme schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen und ermöglicht eine schonende Hautreinigung ggf. nur mit Wasser ohne Einsatz von lösemittelhaltigen Intensivreinigern. SAMOEXTRA schützt die Haut vor stark auf der Haut haltenden Arbeitsstoffen wie z. B. Metallstäuben, Altfölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen. SAMOEXTRA ist eine wasserlösliche, pigmentverstärkte Suspension, die die Haut vor dem direkten Kontakt mit stark haftenden, nichtwasserlöslichen Arbeitsstoffen schützt. Schmutzbindende Spezialemulgatoren erleichtern die abschließende Hautreinigung. Der Schutzfilm beeinträchtigt nicht die Fingergrifffähigkeit.

## Anwendungsbereiche

Bei allen Arbeitsbereichen in denen Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß, Kleber vorkommen und dadurch stark haftende, nicht wasserlösliche Verschmutzungen verursacht werden.

## Produkteigenschaften

- Schützt die Haut vor wasserunlöslichen Arbeitsstoffen
- Erhöhte Schutzwirkung durch Hautschutzpigmente
- Erleichtert die Hautreinigung durch Schmutz bindenden Emulgatoren
- Dermatologisch getestet
- Zieht sehr schnell ein und fettet nicht
- Parfüm-, farbstoff- und silikonfrei
- Parabenfrei
- Hohe Verbraucherakzeptanz
- Praktische 100 ml Tube, klein, handlich und ergiebig
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 1.000 ml DR.SCHNELL V10-Wandspende
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 2.000 ml DR.SCHNELL Wandspender
- HACCP-konform
- Wirksamkeitsnachweis vorhanden (BUS Test)

## Produktdaten

- Weiße, nicht fettende, schnell einziehende Creme
- Suspension mit Hautschutzpigmenten
- Parfüm- und silikonfrei
- pH hautneutral 5,5

## Anwendungsempfehlung

Vor dem Einreiben mit SAMOEXTRA sollte die Haut gründlich gewaschen und sorgfältig abgetrocknet werden. SAMOEXTRA (ca. 1 ml) sorgfältig in die Hände (auch zwischen den Fingern und am Nagelbett) einreiben und einziehen lassen. Nach kurzem Trocknen ist der Schutzfilm wirksam.

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

SAMOEXTRA unterliegt der EU-Kosmetikverordnung.  
SAMOEXTRA ist in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate haltbar. Nach Öffnung ist SAMOEXTRA noch 12 Monate haltbar.  
Hautschutzmittel sind Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

## Technische Informationen

Ktn. mit 12 Tuben à 100 ml Art.-Nr. 00547  
Ktn. mit 6 V10-Fl. à 1.000 ml Art.-Nr. 00499  
Ktn. mit 6 Spenderfl. à 2.000 ml Art.-Nr. 00730

## Zubehör

DR.SCHNELL V10-Wandspender für 1.000 ml SAMOEXTRA-Fl. Art.-Nr. 80044  
DR.SCHNELL Wandspender für 2.000 ml SAMOEXTRA-Fl. Art.-Nr. 80071

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0917

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taanusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE